

PROVTAGNINGSTOL ELEKTRISK PÅ PELARE FÖR 215 KG

Elektriskt reglerbar stol med chockläge.
Med svarta integralarmstöd.
Nackkudde, patienthandtag, centrallåsta hjul, hand- och fotkontroller ingår.
För 215 kg.

CE-certifiering

CE-certifierad enligt MDR.

Provtagningsstolen är en behandlingsstol byggd runt en Linak pelare. Denna version kan ta hela 215 kg belastning. Finns även i version **för max 175 kg**.

Stolen är smidig, användarvänlig, ergonomisk och mycket stabil. Med sina fyra motorerna kan den mycket enkelt regleras till perfekt arbetsställning.

Till denna nya version erbjuds nu som tillval sladdlös hand- eller fotkontroller som styr motorerna via bluetooth.



Chassi

Helsvetsat pulverlackerat stålrohrsstativ. Elektriskt reglerbar, mycket stabil konstruktion. Stolen kan regleras från sittposition till chockläge och vice versa med en enda knapptryckning.

Höjd

Elektriskt reglerbar 48-80 cm.

Chockläge

Elektriskt reglerbart. Eftersom chockläget kan regleras med fotkontroll (från stolens båda sidor), så kan sköterskan vid exempelvis svimning ha händerna fria för patient och nål.



Ryggstöd

Elektriskt reglerbart.

Benplatta

Elektriskt reglerbar.

Nackkudde

Nackkudden som ingår är mycket komfortabel och kan regleras upp och ner.

Hjul

100 mm centrallåsta hjul ingår. Med de lättrullande hjulens hjälp kan stolen



Fakta

Artikelnummer: 010-5220-6

Mått & vikt

Totallängd: 174 cm

Längd Ryggstöd: 90 cm

Längd Sittdynan: 48 cm

Längd Benplatta: 31 cm

Bredd dynor: 55 cm

Bredd max 66 cm (vid centrallåsningssreglagen)

Benplattans bredd: 48 cm (42 på smalaste stället)

Hjulbasens mått ca 95x55 cm (LxB)

Höjd: 48-80 cm.

Vikt: 93 kg

Max patientvikt: 215 kg

Upphängningsanordningar

På stolens ryggstöd finns två kromade handtag. De kan nyttjas för upphängning av handkontrollen men även utgöra styrhandtag vid akuta transporter. Om man föredrar att i stället ha en **pappersrullhållare** på stolens ryggstöd, tas handtagen bort och hållaren monteras i samma håll.

Skyddsskåpa

Skyddsskåpan på stolens chassi skyddar motorn. Dess rena linjer underlättar också vid rengöring.

Patienthandtag

Patienthandtagen ingår. De utgör en hjälp att stödja sig på vid av- och påstigning, mycket stabila. Inställbara längs tillbehörsskenan och enkelt löstagbara, vilket underlättar om patient behöver föras på från rullstol eller säng.

Avlastningsbord

Hjul

100 mm centrallåsta hjul ingår. Med de lätttrullande hjulens hjälp kan stolen mycket enkelt roteras eller flyttas vid exempelvis städning. De rejäla hjulen möjliggör också akuta transporter på ett enkelt och säkert sätt.

Armstöden

Armstöden i svart integralskum som ingår är mycket stabila. De kan justeras i höjd, vinkel och runt sin axel, mycket enkelt och praktiskt.

Stolen finns i version med armstöd som inkluderar löstagbara konstläderklädda dynor, (se **010-5150**).

Armstöden är även inställbara framåt/bakåt längs tillbehörsskenorna. De kan även enkelt tas bort helt och hållet, vilket underlättar om patient behöver föras på från rullstol eller säng.

Båda varianter är vinkelställbara med hjälp av en gaskolv.

Dynor

Skumplastfyllda, klädda med konstläder, tillgängliga i flertalet färger.

Motorer & Kontroller

220-240 V, motorer 24 V. Hand- och fot- kontroll ingår. Fotkontrollerna, som finns placerade på stolens båda sidor, sitter monterade På stolen ovanför golvet. Detta, samt det faktum att det inte finns några kablar på golvet, vare sig till/från hand- eller fotkontrollerna, är en stor fördel med vår stol. Handkontrollerna hängs enkelt upp på en av de två medföljande upphängningsanordningarna.

På nya stolar kan man numera beställa även ett

avlastningsbord som tillbehör. Bordet kan placeras på endera sidan stolen. Bordsskivan är numera i bok-laminat (kan spritas).

Batteribackup

Som tillval kan man utrusta stolen med **batteribackup**, vilket säkerställer drift även vid strömlöshet.

Har du en av våra pelarstolar (fotvård, provtagningsstol etc) och vill tycka-till om den? Se ett enkelt webbformulär **här**.

Tillbehör



nu erbjuder vi en kostnadsfri test av vår pelarstol. Ni väljer modell - provtagningsstol eller blodgivarstol - samt färg, vi tillverkar "er" stol och skickar den för test i ett par, tre veckor. Spara emballaget så att den kan packas väl om ni vill returnera den efter testtiden. Ring oss eller mejla för mer info, 0660-10580, info@sjobloms.com.