

Skötselanvisning Villard vagnar

För att hålla produkten i bästa skick, råder vi att man rengör enligt följande:

- Använd antingen tvål och vatten, allrengöringsmedel eller något av de rengörings- och desinfektionsmedel, inklusive alkoholbaserat, som Sveriges Regioner upphandlar för ändamålet, i de doser och verkningstider som tillverkaren rekommenderar.
- Använd aldrig aggressiva medel som exempelvis olika lösningsmedel.
- Eftertorka, använd mjuk duk eller papper vid avtorkning.

