

Überprüfung der Desinfektionsmittelbeständigkeit

Reli+One Virkon

Vor Gebrauch Beutel 10g
 mit 1 Liter Wasser 25°C
 anrühren.

A.

1 min Einwirkzeit → 30x „Abwischen“

B. 1 h Einwirkzeit

Artikel	Desinfektionsmittel		Desinfektionsmittel	
	Reli+One Virkon	DAX 70+	Reli+One Virkon	DAX 70+
P3392	keine Veränderung	Abw. i. D.	Abw. i. D.	Abw. i. D.
P3098PS	h	h	h	h
P3049PS	h	h	h	h
P3097	h	h	h	h

4.06.14

AH

[Signature]