

AKUTVAGN EOLIS 60X40


Robust och smidig vagn för akutvård. Med lådor i olika höjder. Kan tvättas i tvättunnel.

I vårt sortiment har vi några artiklar som vi inte tillverkar själva. **Villard** är en fransk tillverkare av kvalitetsvagnar som vi fått förmånen att representera i Sverige.

Akutvagn 1006.01E01 är utrustad enligt följande:

- * 2 justerbara tillbehörsskenor
- * 125 mm hjul varav två låsbara
- * Centralt plomberingslås (plomb enkelt bruten med en vridning, plastplomber kan **köpas separat i 100-pack** vid behov)
- * 1 låda Small, höjd 63 mm
- * 3 lådor Medium, höjd 138 mm
- * 1 låda High, höjd 216 mm
- * 1 defibrillatorhylla (roterbar 360 grader) inkl spännband
- * 1 infusionsställ
- * 1 hjärtbräda
- * 1 gasflaskhållare

Vagnens storlek 77x51x101 cm BxDxH exkl handtag.



Se också alternativ **modell Compact** (något mindre).

Tillbehör

Vagnarna bygger på ett modulsystem. Det finns därför gott om tillbehör och tillval till dem. En översiktlig **pdf finns här**.

NYHET! Nu kan man även få **motoriserade hjul** på sin vagn, se 494.76.

Lådor och avdelare

De tre draglådor som ingår är tomma som standard. Eftersom varje låda märks med färgkod kan personalen snabbt avgöra vilken låda som innehåller vad, exempelvis:

- * Blå för luftvägar
- * Röd för cirkulation
- * Gul för andning

Det finns flera olika lösningar för inredning och avdelare för draglådorna:

- * Lösa avdelare för alla tre lådstorlekar, **LÅG**, **MEDIUM** och **HÖG**, i versioner från 2 upp till 24 fack.
- * Innerlådor med eller utan avdelare i tre olika bredder (90, 130 eller 178 mm). Det ryms sex innerlådor med bredd 90 mm, fyra med bredd 130 mm och tre med bredd 178 mm i en draglåda.

Utöver lådinredningar kan vagnen utrustas med patient-anpassade brickor som antingen fylls med dispensers för en vecka eller olika behållare som kan märkas med patientens namn.

Avrinningshål

Alla Villards Eolisvagnar - 60x40 och Compact - har ett mycket praktiskt avrinningshål i botten och kan med fördel tvättas i tvättunnel.



Fakta

Artikelnummer: 1006.01E01

Ytermått inkl handtag 830x510x1015 mm LxBxH.

Ytermått toppskiva 74x46 cm BxD

Maxbelastning vagnen generellt 150 kg

Ytermått lådor 60x40 cm enligt ISO-standard.


Innerhöjder på respektive låda (låg/medium/hög) 50/100/200 mm.

Maxbelastning för lådorna:

LÅG låda: 5 kg (12,7 liter max)

MEDIUM låda: 10 kg (28 liter max)

HÖG låda: 15 kg (43,5 liter max)



Nytt 2025

Nu finns en alternativ toppskiva som tillval. 1600.63 är en **transparent toppskiva** som gör att man enkelt kan se vad den övre lådan innehåller.



Kombinationslösningar

Alla sk Eolisvagnar (Behandlingsvagn, Akutvagn etc) med inledande artikelnummer 1006 kan även kombineras med den mobila provtagnings- och injektionsvagnen **SPI C** via ett höj- och sänkbart **universalfäste**, se exempel nedan.

