

BEHANDLINGSTOL-VÅRDFÅTÖLJ 215 KG

Elektriskt reglerbar stol med chockläge, för max 215 kg. Lämplig inför operation, Onkologi och annan längre medicinsk behandling. Inkl. nackkudde, armstöd, infusionsställ, avlastningsbord.

Elektriskt reglerbar behandlingsstol för patient, lämplig för diverse längre medicinsk behandling såsom före/efter operation, vid Onkologi mm. Motorerna reglerar höjd, ryggstöd, chockläge och benplatta. Stolen kan regleras från sittande position till chockläge med en enda knapptryckning.

Till denna nya version erbjuds nu som tillval sladdlös hand- eller fotkontroller som styr motorerna via bluetooth.



Inklusive centrallåsta hjul för enkel förflyttning.

CE-certifiering

CE-certifierad enligt MDR.

Chassi

Helsvetsat pulverlackerat stålrörsstativ. Mycket stabil konstruktion. Låg lägsta höjd och hög högsta höjd ger goda inställningsmöjligheter för rätt arbetsställning och underlättar patientens på- och avstigning.

Armstöd

Finns numera i tre utföranden, antingen med fasta armstöd likadana som på **fotvårdsstolen** eller i två varianter anpassade för provtagning. De vinkelställbara provtagningsarmstöden finns antingen med löstagbar dyna (nr **010-5215-4**) eller i svart integralskum (nr **010-5215-5**). Båda är skålade och kan spritas av.



De fasta armstöden kan vikas uppåt och bort vid behov.



De aktiva armstöden som tidigare var standard på vårdfåtöljen är satt på



Fakta

Artikelnummer: 010-5220-3

Längd: 174 cm

Bredd: 55 cm

Hjulbasens mått ca 95x55 cm (LxB)

Sitthöjd: 55-95 cm.

Vikt: 93 kg

Max patientvikt: 215 kg

Patienthandtag

Mycket stabila, hjälper patienten att stiga upp från och sätta sig på stolen. Löstagbara för enkel patientförflyttning från säng eller rullstol. Ställbara längs skenan.

Dynor

Extra tjocka sittvänliga dynor stoppade med kallsaum, klädda i konstläder som kan desinficeras. Ett stort antal färger finns.

Avlastningsbord och infusionsstativ

Ett avlastningsbord och ett infusionsstativ ingår. Det finns ett fäste per sida. Man väljer själv vilken av artiklarna som placeras på vilken sida.

Måttet på sidobordet: Ytermått 400x275 mm. Arbetsyta 390x265 mm.

Hjul

100 mm centrallåsta hjul. Med hjulens hjälp kan stolen mycket enkelt flyttas mellan rum vid akuta situationer eller vid städning.

Nackkudde

Ingår, ställbar i höjd, borttagbar. Komfortabel.

Motorer

220-240 V / 24 V. Hand- och fotkontroll ingår.


Fotkontrollerna är placerade på stolen för att slippa ha dem

paus just nu. Om ni har sådan stol sedan tidigare och vill ha fler, återkom med förfrågan. De aktiva armstöden bibehåll sin vinkel när ryggstödet regleras.

på golvet.

Benplatta och chockläge

När benplattan regleras uppåt, förlängs den samtidigt med 10 cm, automatiskt och elektriskt, så att patientens ben alltid har ett bra stöd. Stolen kan regleras hela vägen ner till chockläge.



Har du en av våra pelarstolar (vårdfåtölj, fotvård, provtagningsstol etc) och vill tycka-till om den? Se ett enkelt webbformulär [här](#).