

## BEHANDLINGSSTOL-VÅRDFÅTÖLJ 215 KG

Elektriskt reglerbar stol med chockläge, för max 215 kg. Lämplig inför operation, Onkologi och annan längre medicinsk behandling. Inkl nackkudde och armstöd.

Elektriskt reglerbar behandlingsstol för patient, lämplig för diverse längre medicinsk behandling såsom före/efter operation, vid Onkologi mm. Motorerna reglerar höjd, ryggstöd, chockläge och benplatta. Stolen kan regleras från sittande position till chockläge med en enda knapptryckning.

Modellen inkluderar nackkudde och armstöd som standard. Finns också i version som även inkluderar infusionsställ och avlastningsbord (010-5220-3).

Centrallåsta hjul ingår för att underlätta förflyttning mellan avdelningar eller vid lokalvård. På denna modell är armstöden uppfällbara. Alternativa versioner finns också med vinkelställbara provtagningsarmstöd, antingen med **vadderad dyna** eller **svart PU**.

### CE-certifiering

CE-certifierad enligt MDR.

### Chassi

Helsvetsat pulverlackerat stålörnsstativ. Mycket stabil konstruktion. Låg lägsta höjd och hög högsta höjd ger goda inställningsmöjligheter för rätt arbetsställning och underlättar patientens på- och avstigning.

### Armstöd

Finns numera i tre utföranden, antingen med fasta armstöd eller i två varianter anpassade för provtagning. De vinkelställbara provtagningsarmstöden finns antingen med löstagbar dyna (nr 010-5220-4) eller i svart integralskum (nr 010-5220-5). Båda är skålade och kan spritas av.



Armstöden kan vikas uppåt och bort vid behov.



### Patienthandtag

Mycket stabila, hjälper patienten att stiga upp från och sätta sig på stolen. Löstagbara för enkel patientförflyttning från säng eller rullstol. Ställbara längs skenan.

### Nackkudde

Ingår, ställbar i höjd, borttagbar. Komfortabel.

### Hjul



### Fakta

Artikelnummer: 010-5220-33

Längd: 178 cm

Längd med bendelen utskjuten: ca 188 cm

Bredd: 55 cm

Hjulbasens mått ca 95x55 cm (LxB)

Sitthöjd: 55-95 cm.

Vikt: 93 kg

Max patientvikt: 215 kg

### Dynor

Extra tjocka sittvänliga dynor stoppade med kallskum, klädda i konstläder som kan desinficeras. Ett stort antal färger finns.

### Benplatta och chockläge

När benplattan regleras uppåt, förlängs den samtidigt med 10 cm, automatiskt och elektriskt, så att patientens ben alltid har ett bra stöd. Stolen kan regleras hela vägen ner till chockläge.

### Nackkudde

Ingår, ställbar i höjd, borttagbar. Komfortabel.

### Hjul

100 mm centrallåsta hjul. Med hjulens hjälp kan stolen mycket enkelt flyttas mellan rum vid akuta situationer eller vid städning.



### Motorer

220-240 V / 24 V. Hand- och fotkontroll ingår. Fotkontrollerna är placerade på stolen för att slippa ha dem på golvet. Som tillval kan man välja sladdlös hand- eller fotkontroller som styr motorerna via bluetooth.



Har du en av våra pelarstolar (vårdfåtölj, fotvård, provtagningsstol etc) och vill tycka-till om den? Se ett enkelt webbformulär [här](#).