

MADRASS 10 CM MED 3 HANDTAG PER SIDA TILL PATIENTVAGN

Med 5 cm tryckavlastande skum + 5 cm kallskum med tre tyghandtag på varje sida. Passar 2- och 3-delad patientvagn B1-230-1100 och B1-130-3000.

Madrass till **2-delad** och **3-delad patientvagn** med 3 tyghandtag på varje sida. Blått upptill (PU). Orange friktionsbehandlad undersida (PVC). Med 10 cm stoppning, varav 5 cm tryckavlastande skum + 5 cm kallskum.

Se även variant med **sex integrerade handtag**.

Skumkärna

Madrassen är 10 cm hög och består av två lager, 5 cm högelastiskt kallskum i botten och 5 cm mjukt Flexskum på toppen. Sammansättningen av två olika skumtyper gör att madrassen är avlastande och skön att ligga på även under lång tid. Det tryckavlastande flexskummet i toppen av madrassen är följsamt och mjukt.

Undersida

En lackad undersida ger ökad glidförmåga för enklare förflyttning av madrassen.

Brukarvikt


0-130 kg

Brandskydd

Uppfyller SS 876 00 01 - normalrisk.

Återvinning

Madrassen är helt återvinningsbar och skall sorteras för energiåtervinning. Ingen demontering är nödvändig.



Fakta

Artikelnummer: 2380-S

Längd: 200 cm

Bedd: 69 cm

Tjocklek: 10 cm